

FOGLIO ILLUSTRATIVO

Attenzione

Al fine di garantire una performance ottimale in sicurezza, è assolutamente indispensabile che tutte le istruzioni indicate in questo documento vengano lette e rispettate attentamente dal medico dentista prima di procedere al trattamento.

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Il Beam Clorex 0.2% è un collutorio a base di clorexidina, acido ialuronico e aloe vera, è una formulazione efficace grazie alla presenza dell'acido ialuronico e aloe vera, formano un film protettivo sulle mucose e sulle gengive contribuendo ad idratare gli strati superficiali, favorendo i processi di rigenerazione.

Grazie alla presenza di clorexidina digluconato 0,2% assicura anche un'efficace azione antiplacca impedendone sia la formazione che la deposizione. L'attività antiplacca si esplica sia contrastando lo sviluppo dei batteri, sia legandosi alla matrice della placca impedendone lo sviluppo e disgregandola. Mantiene la sua attività antiplacca ed antibatterica per 8/12 ore.

2. DENOMINAZIONI DEI PRODOTTI

Denominazione del prodotto	REF
Beam Clorex 0.2%	BC001

3. DESTINAZIONE D'USO

E' consigliato l'uso del prodotto nei casi di:

- Dopo estrazioni dentali
- Dopo l'inserimento di impianti dentali
- Procedura di rigenerazione ossea
- Malattie parodontali
- Attività antiplacca

4. Contenuto della confezione

Confezione da 250ml.

5. CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

Conservare ad una temperatura fino a 25°C, ed al riparo dalla luce.

6. AVVERTENZE

Evitare di assumere alimenti o bevande o di risciacquare la bocca per almeno mezz'ora dopo lo sciacquo. Non usare in concomitanza con dentifrici che contengono tensioattivi anionici.

7. CONTROINDICAZIONI E MISURE DI PRECAUZIONE

- allergia nota verso uno dei componenti costituenti il prodotto
- per ragazzi/e sotto i 18 anni di età;
- per donne in stato di gravidanza o di allattamento al seno.
- conservare lontano dalla portata di bambini.

8.PRIMO SOCCORSO

CONTATTO CON OCCHI:

aprire bene gli occhi e lavare con acqua corrente per 15 minuti.

INGESTIONE:

in caso di ingestione sciacquare la bocca con acqua, fare gargarismi con acqua salata, bere molto latte. in caso i sintomi persistono, consultare prontamente un medico specialista.

9.PROCEDURA DI UTILIZZO

Sciacquare la bocca per almeno 1 minuto utilizzando un cucchiaino di collutorio **Beam Clorex 0.2%** preferibilmente dopo la normale igiene orale.

Utilizzare il prodotto dopo 1 ora dalla normale igiene orale, dal momento che i dentifrici possono contrastare l'azione della clorexidina.

10. SIMBOLI RIPORTATI SULLE ETICHETTE E LORO SIGNIFICATO

Si riportano i simboli utilizzati e il loro significato

Legenda :

Simbolo	Definizione	Simbolo	Definizione
	Riferimento codice prodotto		
	Numero identificativo del lotto di produzione		
	Non utilizzare se la confezione risulta danneggiata		
	Prima dell'uso leggere le istruzioni d'uso		produttore
	Scadenza del prodotto (anno/ mese)		Limiti di temperatura di conservazione
	marcatura comunità europea		

Rev.01 del 10/01/2017

Beam S.r.l

Sede Legale: Via Palizzi 143

80127 Napoli (Italy)

P.Iva 07754921216

Sede produttiva : Via mandrile 102

80040 San Gennaro Vesuviano (Italy)

e-mail : research@thebeam.it

